
aAz elektron fajlagos töltésének kísérleti meghatározása

I. A gyakorlat célkitűzései:

- Elektromos áramvezetés vizsgálata vákuum-dióda segítségével;
- Elektromos térrel gyorsított elektronok mozgáspályájának módosítása mágneses mező által;
- Az elektron fajlagos töltésének kísérleti meghatározása magnetron módszer alkalmazásával.

II. Elméleti bevezető

Thomas A. Edison 1884-ben kísérletileg igazolta, hogy a magas hőmérsékletre hevített fémek negatív elektromos töltéseket bocsátanak ki, amelyeket később elektronoknak neveztek el. A folyamatot hőelektromos emissziónak nevezzük. A folyamat abban nyilvánul meg, hogy a felhevített fém elektronjai elegendő mozgási energiára tesznek szert és ezáltal kilépnek a fém pozitív ionjainak vonzásteréből. Ezt a jelenséget hasznosítják az elektroncsövek, amelyeknek legegyszerűbb megvalósítása a kételektródás vákuumdióda. Fleming 1904-ben találta fel a vákuumdiódát, amely egy légritkított üvegburába zárt katódot és egy anódot tartalmazó elektroncső (1. ábra).



1. ábra. Vákuumdióda és áramkörei

A háromelektródás elektroncsövet *triódának* nevezzük. A triódában a harmadik elektródát *rácsnak* nevezik, amely a katód és az anód között helyezkedik el, és vezérlő elektróda szerepét tölti be. A rács ezt a feladatot azáltal valósítja meg, hogy potenciálját negatívabbá tesszük a katódhoz képest és így az anód irányában mozgó negatív elektronok áramát korlátozza.

Az elektroncsöveknél használt K fűtőszál – katód- izzítását elektromos árammal valósítják meg. Az izzított katódból kilépő szabad elektronokat az A

anódra kapcsolt U_a feszültség gyorsítja, ezáltal meghatározza az anódáram I_a értékét.

A gyakorlatunkban olyan vákuum elektroncsövet használunk, amelynek elektróda elrendezése hengerszimmetriát mutat. A katód központi fémszál, illetve az anód hengeres elektródát alkot. Az anód pozitívabb potenciálja révén a katód által kibocsátott elektronokat gyorsítja az anód irányában. A gyorsító elektromos mező munkája egyenlő az elektron mozgási energiájának a változásával.

Amennyiben a katódból kilépő elektronok kezdeti mozgási energiáját elhanyagoljuk a gyorsítás után elért mozgási energiájukhoz viszonyítva, felírhatjuk az alábbi összefügést:

$$\frac{m_0 \cdot v^2}{2} = e \cdot U_a$$

Az anódlemez felületére becsapódó elektronok sebessége az alábbi kifejezéssel adható meg:

$$v=\sqrt{\frac{2e\cdot U_a}{m_0}},$$

amelyben e – az elektron töltése, m_0 – az elektron nyugalmi tömege, valamint v – az elektron végsebessége.

Az elektronok mozgásának pályáját módosítani tudjuk egy B indukciójú mágneses tér alkalmazásával. Kísérletünkben ezt a hatást egy szolenoid belsejében központosan elhelyezett elektroncsőben érvényesítjük.

A tekercsben folyó növekvő áramerősség egyre nagyobb erősségű mágneses erőt gyakorol az elektronokra, ennek hatására a sugárirányban mozgó elektronok pályája egyre jobban elgörbül a növekvő értékű *Lorentz-féle mágneses erő* hatására. A tekercsben folyó áramerősség egy bizonyos értékénél ($I_{kritikus}$) az elektronok pályája annyira begörbül, hogy határesetben az elektronok nem juthatnak el az anód felszínére.

Az anódáram változását mérve meghatározhatjuk azt a mágneses indukciót, amelynél az anódáram megszakad. Ez azt a pillanatot jelzi, amelyben az elektronok pályamozgása önmagába zárul. Ekkor a pályasugár, r, egyenlő lesz az anódhenger R sugarának felével (3b. ábra):

$$r = \frac{R_{an\acute{o}dhenger}}{2}$$

Az elektronokra ható Lorentz-féle erő meghatározza a mozgás centripetális gyorsulását:

$$B_{kritikus} \cdot e \cdot v = \frac{m_0 \cdot v^2}{r}$$

A szolenoidban folyó elektromos áram kritikus értékének kísérleti mérése lehetővé teszi a tekercs kritikus indukciós erősségének meghatározását:

$$B_{kritikus} = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I_{kritikus}}{l}$$


A fenti egyenletek felhasználásával meghatározható az elektron fajlagos töltése, vagyis az $\frac{e}{m_0}$ arány értéke:

$$\frac{e}{m_0} = \frac{8 \cdot U_a}{B_{kritikus}^2 \cdot R_{ah}^2}.$$

III. A kísérleti mérés menete

III.1. A mérőberendezés összeállítása

Az elektroncsövet óvatosan a tekercs belsejébe toljuk és összeállítjuk a kapcsolási rajznak megfelelő áramköröket (2. ábra).



2. ábra. Kísérleti mérőrendszer kapcsolási rajza

A kapcsolási rajzon feltüntetett *fűtőáramkör* táplálása céljából a fűtőszál f-f kivezetéseire kapcsoljunk egy $U_f \approx 1,2~V \div 1,5~V$ feszültségű elemet. Igen fontos, hogy a fűtőkör tápfeszültsége ne haladja meg ezt a feszültséget, mert ennél nagyobb feszültség alkalmazása esetén a dióda fűtőszála azonnal kiég!

Az anódáramkör táplálása céljából használjunk egy $U_a=4.5\,V$ feszültségű zseblámpa telepet (laposelem). Az anódáramkörben használjunk egy 1mA–es méréshatárral rendelkező áramerősségmérőt, hogy minél pontosabban megmérjük az I_a anódáram erősségét.

III.2. A mérés megvalósítása

Az elmélet értelmében az elektron fajlagos elektromos töltésének meghatározása céljából ismerni kell a dióda áramát éppen megszakító "kritikus tekercsáram" $I_{kritikus}$ értékét.

A kísérletben előbb bekapcsoljuk a fűtő- és az anódfeszültséget. Olvassuk le az így kialakult anódáram értékét, még mielőtt áramot vezettünk volna a tekercsbe ($I_t = 0A$).

Mostan kapcsoljuk be a tekercs áramkörét is! Lassan növelve a tekercsáramot, nullától fokozatosan, figyeljük meg az anódáram változását.

Azt tapasztaljuk, hogy kezdetben az anódáram értéke közel állandó, majd fokozatosan elkezd csökkenni.

Foglaljuk táblázatba a mért értékeket, megjelölve a tekercsben folyó l_t áram, illetve az l_a anódáram értékét. Végezzünk minél pontosabb méréseket!


Kísérleti mérések adattáblázata

Sorszám	R_{ah}	$N_t N_t$	$l_t l_t$	I_t	B_t	U_a	I_a	I_{tkrit}	e/m	$(e/m)_{ ext{átlag}}$
1										
2										
3										
1										
2										
3										
									_	


A táblázatban levő mérési adatok felhasználásával ábrázoljuk grafikusan az $I_a = f(I_t)$ függvényt.

A tekercsben folyó áram kritikus értéke, $I_t = I_{kritikus}$, a grafikon azon pontjához rendelhető, amelynél a dióda elektronárama közel zérusra csökken a tekercs által gerjesztett mágneses indukció hatására. Az elektronok sebességeloszlása miatt az elektronáram lezárása fokozatosan történik Ezért a grafikon azon pontját keressük, amelyhez a legmeredekebb változás tartozik (3a. ábrán jelölt áthajlási pont).

A fajlagos töltés kiszámítása céljából mérjük meg egy milliméteres beosztású vonalzó segítségével a szolenoid l hosszúságát, valamint a dióda anódhengerének az átmérőjét, $D_a=2R_{ah}$.



3. ábra. Magnetron elvén dolgozó vákuumdióda $I_a = f(I_t)$ áram karakterisztikája



4. ábra. A kísérleti rendszer fényképfelvétele

IV. Válaszolják meg az alábbi kérdéseket:

- Hogyan magyarázható, hogy az általunk megrajzolt görbe eléggé menedékes és az anódáram megszakítása nem történik hirtelen? Próbáljunk több okot is felsorolni!
- Az általunk végzett kísérleti mérések alapján meghatározott fajlagos töltés értékét hasonlítsuk össze a szakirodalomban megadott pontos értékkel!
- Magyarázzuk meg milyen hibaforrások okozzák az eltérést! Mitől származhat a legnagyobb hiba?